

NEW

波長校正 サービス

標準物質を用いた校正で
測定データの信頼性を守ります。

サービス内容

- ◎標準物質 (WCR-2066) の近赤外吸収スペクトル測定
- ◎ピーク波長について測定値と理論値の比較
- ◎パラメータ調整による波長校正の実施
- ◎報告書作成

※波長校正サービスの費用についてはお問合せ下さい。

小型近赤外分光器を安心してお使いいただくために 年1回の校正サービスを提供しております。

本サービスでは、専用標準試料および基準手順に基づき、装置が仕様範囲内にあるかを確認します。
万が一、測定値や波長精度にずれが認められた場合には、適切な調整・再校正を実施し、性能を回復させます。
定期的な校正により、以下のような一貫した高精度な測定環境、長期にわたるデータの信頼性を実現させます。

✓ 
測定精度の維持

✓ 
データの信頼性

✓ 
確保品質監査
への対応

✓ 
長期安定運用